

Acrifix es una resina antialérgica fotopolimerizable de precisión, libre de metilo metacrilato para laboratorio y clínica. Es un producto sanitario de clase IIa certificado para el uso en boca. Es estable, libre de deformaciones y fácil de aplicar por su composición de un solo componente. Endurece mediante lámparas de luz entre 360 y 420 nm. Debido a su forma compacta se puede reparar con facilidad y deja un acabado muy brillante.

## Indicaciones

- ▶ Correcciones de pequeños defectos (poros, grietas) y terminaciones en general. Especialmente en carga inmediata
- ▶ Composturas en toda clase de prótesis removible
- ▶ Sellado de orificios de prótesis atornilladas sobre implantes
- ▶ Fijación de ataches y dientes en boca
- ▶ Provisionales
- ▶ Aumento de la dimensión vertical de dientes de acrílico
- ▶ Diseño de papilas
- ▶ Confección de parciales sin llave de silicona
- ▶ Terminación de estructuras sobre implantes sin enmulfado

## Reposiciones

- ▶ Jeringuilla de 3 g. de color **rosa**
- ▶ Jeringuilla de 3 g. de color **A3**
- ▶ Jeringuilla de 3 g. de color **incisal**
- ▶ Frasco de 5 ml de bonding



3 jeringuillas de 3 g. de color rosa  
5 ml de bonding  
12 cánulas



Compusturas



Prótesis sobre implantes



Parciales



Cierre oclusal de tornillos con  
rosa o A3



Alargamiento de piezas de  
acrílico



Fijación de ataches

