

# KIERO FORM

» Modelación en frío sin contracción «  
» Composite fotopolimerizable y calcinable «

**Kiero Form** es un composite universal fotopolimerizable en forma de gel para la modelación de piezas para el fresado, ataches, así como para la fijación de trabajos a colar. Endurece en pocos segundos con cualquier máquina de luz entre 320 y 500 nm de potencia alta o baja. Se aplica fácilmente y directamente desde la jeringuilla. Una vez polimerizado es muy duro y se deja reparar bien.

- ▶ Las modelaciones realizadas con **Kiero Form** son muy estables y se levantan del modelo sin deformación alguna (prueba en boca)
- ▶ **Kiero Form** tiene una excelente adhesión y se une con las ceras habituales
- ▶ **Kiero Form** se quema sin dejar residuos y no deja restos de color (Empress)
- ▶ Debido a su color azul se distingue óptimamente y se obtiene una polimerización en profundidad

## Indicaciones

- ▶ Modelación de puentes, Inlays y Onlays
- ▶ Modelación de ataches, coronas telescópicas y cónicas
- ▶ Unión intra- o extraoral de estructuras para soldar
- ▶ Corrección de modelaciones realizadas en Metacon o **Kiero Plast**
- ▶ Confección de espacios definidos para el gel en la fabricación de férulas de blanqueamiento
- ▶ Alivio de zonas retentivas
- ▶ Protección de dientes en trabajos de arenado
- ▶ Relleno de poros o cortes de sierra en el modelo



El Kit contiene:  
3 jeringuillas de 3 g  
9 cánulas de aplicación

Para trabajos más grandes  
recomendamos **Kiero Plast**



El QR del video

