

VIRTUOVIVO™

Intraoral Scanner

Causando la mejor impresión.




www.aliadadental.es

 dental wings

Reemplace las desagradables y poco fiables impresiones tradicionales por datos digitales de alta precisión.

Con Virtuo Vivo™, adquiera impresiones digitales de un modo sencillo y rápido.



Muy sencillo de utilizar, con una pieza de mano extremadamente pequeña

Similar a una turbina o a un micromotor, la pieza de mano compacta y ligera (213 g) es una de las más pequeñas del mercado y está diseñada ergonómicamente para permitir una sujeción similar a la de un bolígrafo. El resultado es la máxima comodidad tanto para el paciente como para el profesional.

La pieza de mano cuenta con cabezales extraíbles esterilizables en autoclave. La facilidad de intercambio de los cabezales elimina el tiempo de espera entre pacientes.

Resultados digitales en tiempo real

Un **anillo de luz** en la pieza de mano y señales sonoras indican cuando los datos han sido escaneados con éxito. La calidad de los datos puede ser validada en tiempo real ya que el software genera el modelo 3D a la vez que estamos escaneando, y los datos pueden ser enviados de forma inmediata a cualquier proveedor externo.



Alta tecnología y en color real

La tecnología Multiscan Imaging™ captura datos desde todos los ángulos simultáneamente, y convierte la potencia de cinco escáneres 3D miniaturizados en una de las piezas de mano más pequeñas disponible. Los dientes y los tejidos blandos se escanean desde múltiples orientaciones simultáneamente, capturando áreas de difícil acceso con un mínimo esfuerzo.



Control por gestos y voz

La tecnología de movimiento integrado permite la manipulación sin contacto de las imágenes de la pantalla, incluso usando guantes*. Utilizando el control por voz, se previene la contaminación cruzada durante el escaneo, y sus manos podrán seguir en la boca del paciente o en la pieza de mano.

Diseño pensando en el paciente

Se eliminan las desagradables y poco fiables tomas de impresión convencionales que requieren mucho tiempo, pudiéndolo emplear en exponer los resultados y las opciones de tratamiento a su paciente en tiempo real y acelerar el caso.



*Disponible únicamente con la versión de carro.

¡Nueva solución
portátil!



Integrado con su laboratorio

Podrá enviar sus impresiones digitales directamente al laboratorio para su diseño y producción, ya que es un sistema completamente abierto, mediante DWOS Connect, o mediante otro método de exportación.



- Escanee al paciente con Virtuo Vivo™.
- Transfiera sus archivos vía DWOS Connect, o envíelos a cualquier otro sistema mediante email o dropbox.

Consiga resultados fiables
mientras minimiza el número
de visitas de cada paciente

Consiga un flujo digital con un escáner intraoral que le llevará aun más lejos.

Con Virtuo Vivo™, precisión, arcada completa y escaneado sin polvo, es solo el comienzo de su viaje digital.

Diseño y producción en la misma clínica

Con sus archivos escaneados podrá diseñar la restauración en su propia clínica en el software DWOS Chairside de Dental Wings, o en un software de terceros.

Benefíciense de una conexión directa con la fresadora Straumann CARES® C series chairside o con otra fresadora integrada en DWOS Chairside.

- Escanee al paciente con Virtuo Vivo™.
- Exponga el tratamiento a su paciente.
- Envíe los archivos escaneados vía DWOS Connect y diseñe sobre el modelo virtual a través de DWOS Chairside.
- Elabore la restauración con Straumann® CARES® C series o con otra fresadora integrada en DWOS Chairside.



Color real e incremento de profundidad y campo de visión.




Planificación quirúrgica y producción

Envíe datos de impresiones digitales directamente de Virtuo Vivo™ a coDiagnostiX de Dental Wings para diseñar y planificar guías quirúrgicas de forma precisa.

El software ofrece un innovador flujo de trabajo de cirugía guiada que integra tanto el diseño quirúrgico como la fabricación.




- Escanee al paciente con Virtuo Vivo™.
- Importe archivos a coDiagnostiX para determinar la posición óptima del implante y diseñe la guía quirúrgica.
- Realice la guía con la impresora 3D Dental Wings D10+



Ortodoncia

Virtuo Vivo™ le permite trabajar con diferentes proveedores de alineadores invisibles para el tratamiento de ortodoncia. Los alineadores invisibles son removibles, cómodos, efectivos y casi invisibles, y un número creciente de pacientes está optando por esta solución. Además, existe una conexión directa con ClearCorrect™

- Escanee al paciente con Virtuo Vivo™.
- Exponga el tratamiento a su paciente.
- Conecte con el proveedor de los alineadores invisibles.



DWOS Connect

Conectando profesionales del sector dental en todo el mundo.

Con unos pocos clics, puede compartir información con cualquier miembro de su equipo para enviar digitalmente escaneados intraorales o de impresión al laboratorio de su elección, y las herramientas de seguimiento proporcionarán información sobre el estado del caso en cada momento.

Los archivos de salida pueden incluir detalles de casos, escaneados en 3D, archivos de diseño, facturas y más.



#Yo elijo

“Yo elijo Virtuo Vivo™ porque desde que lo integré en mi práctica diaria, ha revolucionado por completo mi flujo de trabajo con el laboratorio”.

Dr. Vincenzo Santomauro
Studio Dentistico Dr. Santomauro
Battipaglia, Italia



A close-up portrait of a woman with voluminous, curly brown hair. She is smiling and looking slightly to her right. She is wearing a light-colored, long-sleeved top. The background is bright and out of focus.

Incorpora un diseño orientado al paciente para una toma digital de impresión precisa y fácil

Dental Wings puede ayudarle en todos los pasos hacia su viaje digital.

Actualización de software

Las nuevas funciones y mejoras se agregan con frecuencia y se comunican de manera oportuna a todos los usuarios de Virtuo Vivo™ para promover una experiencia continua y optimizada.

Póngase en contacto con Aliada Dental S.L.U. para obtener más información sobre Virtuo Vivo™ o para solicitar una demostración en vivo en nuestra página web: www.aliadadental.es/contacto





International Headquarters

Dental Wings Inc.
2251, ave Letourneux
Montréal (QC) H1V 2N9
Canada
Aliada Dental



Aliada Dental

www.aliadadental.es
info@aliadadental.es
Tlf: 981 10 10 57
Móvil: 605 697 769