



CENTRO DI ODONTOIATRIA OPERATIVA s.r.l.
Divisione Materiali: Via Guizza, 309 - 35125 Padova
Tel.049.681123 - Fax 049.8806560 - P.IVA 01385450281
<http://www.odopguizza.it> - e-mail: info@odopguizza.it

FICHA TÉCNICA

Nombre producto: **COLLAGENE AT®**

COMPONENTE DEL DISPOSITIVO MÉDICO: "SISTEMA DE MATERIALES PARA REGENERACIÓN GUIADA COLLAGEN AT® HIDROXIAPATITA AT®"



- Material** ➤ Colágeno liofilizado de origen equino.
- Estructura** ➤ Membrana con micro-irregularidad nanométrica de la superficie con efecto barrera, para permitir la estabilización de los tejidos sin suturas.
- Reabsorción** ➤ En torno a 180 días.
- Esterilización** ➤ Rayo gamma.
- Presentación** ➤ 6 membranas cuadrangulares de 22 x 22 mm (código 4101) en blister termosellado.
- Indicaciones** ➤ Adaptabilidad para la adhesión a los tejidos circundantes manipulando la membrana con instrumentos perfectamente secos y comprimiendo con gasa seca. Membrana para aplicar sobre Hydroxylapatite AT® como material de soporte osteoconductor para obtener un efecto cortina óptimo.
- Advertencia** ➤ Collagen AT® es para un solo uso. Se presenta en blísters termosellados esterilizados con rayos gamma. Abra solo inmediatamente antes de usar. Almacenar a temperatura ambiente. Evite la exposición a temperaturas superiores a 40 °. Úselo solo si el paquete está intacto.
- Embalaje** ➤ Cajas de cartón brillante selladas con film termosellado..
- Usos principales** ➤ Tratamiento de bolsillo en periodoncia.
➤ Regeneración guiada de tejido óseo en implantología.
➤ Prevención de la atrofia posextracción en exodoncia.

CENTRO DI ODONTOIATRIA OPERATIVA