

## Catálogo de casquillos de titanio Steco para guías quirúrgicas Sus aliados para una correcta implantación



Aliada Dental S.L.U  
info@aliadadental.es



Vicente Castro Lareo  
+34 605 697 769  
+34 981 101 057



[www.aliadadental.es](http://www.aliadadental.es)

Principios del sistema StecoGuide	2-3
Bolas de referencia de Titanio para planificación radiodiagnóstica	4
Casquillos exteriores de Titanio para sistema "Tube in Tube"	5
Casquillos exteriores de Titanio para sistema "Tube in Tube"	6
Casquillos interiores de Titanio para sistema "Tube in Tube"	7
Casquillos de Titanio para cirugía guiada	8
Hoja de pedido	11-13
Instrucciones de pedido	14

## Guías de fresado para planificación de implantes y cirugía

Se utilizan varios casquillos, desde la simple planificación diagnóstica hasta la cadena completa de procesos implantológicos digitales. StecoGuide ofrece numerosos tipos diferentes de guías de perforación para usar en plantillas de planificación y quirúrgicas.

### ¿Qué manguito de perforación y para qué?

La guía de perforación utilizada depende de la plantilla de perforación planificada. Para plantillas de planificación simples, se requieren casquillos diferentes de los utilizados para plantillas quirúrgicas, con las cuales se deben guiar las fresas de guía y el implante. Además, los requisitos de precisión de perforación determinarán la elección del diámetro del manguito.

- Planificación
- Perforación piloto
- Múltiples etapas de perforación
- Proceso de guiado completado



## ¿Puedo encontrar los casquillos Steco en los software de planificación?

Los datos de geometría de los casquillos Steco se almacenan en muchos programas de planificación de implantes. En algunos programas, los casquillos tienen nombres diferentes.

Por ejemplo: para 3Shape Implant Studio, el casquillo simple de titanio se denomina casquillo (sleeves) piloto y los casquillos dobles de titanio se denominan casquillos (sleeves) universales.


En los siguientes enlaces podrá acceder a los manuales de los diferentes softwares de planificación:

[Descargar Manual Exocad](#)

[Descargar Manual 3shape](#)

[Descargar Manual coDiagnostiX dental wings](#)

[Descargar Manual smop](#)



Las fundas StecoGuide se pueden encontrar en los siguientes programas de planificación.



# BOLAS DE REFERENCIA DE TITANIO PARA PLANIFICACIÓN RADIODIAGNÓSTICA

## Planificación radiodiagnóstica

Para el diagnóstico radiográfico, las bolas de referencia de titanio son adecuadas. Ayudan a determinar si la posición planificada del implante es quirúrgicamente factible. Hay menos artefactos en la imagen de rayos X que las bolas de acero.

## Bolas de referencia de titanio

- $\varnothing$  5.00 mm: herramienta de planificación simple, p. ej. para el grosor de la mucosa
- $\varnothing$  2.50 mm - marcador de posición



REF	D [mm]	Uds
M.27.09.D500	5.00	10
M.27.09.D250	2.50	3

## Planificación radiodiagnóstica

Para el diagnóstico radiográfico, las fundas individuales de titanio son adecuadas. Ayudan a determinar si la posición planificada del implante es quirúrgicamente factible, y también se pueden utilizar para una perforación piloto.

## Casquillos simples de titanio

- particularmente adecuado para usar en plantillas de planificación
- fácil de medir en imágenes de rayos X (titanio)
- diámetro universal (vástago de taladro estándar de  $\varnothing 2.35$  mm)
- guía quirúrgica simple



REF	D [mm]	d [mm]	L [mm]	Uds
M.27.01.D200L5	3.00	2,00	5.00	10
M.27.01.D235	3.00	2,35	10.00	10
M.27.01.D235L5	3.00	2,35	5.00	10

## Otros componentes

El taladro produce un orificio que es compatible con el diámetro del manguito en el que debe presionarse. La herramienta de impresión hace que sea más fácil empujar la manga.



Taladro de plantilla

M.27.01.B300



Herramienta de impresión

M.27.01.E235

# CASQUILLOS EXTERIORES DE TITANIO PARA SISTEMA "TUBE IN TUBE"

## Casquillos exteriores de titanio

En los manguitos externos ( $\varnothing$  interno 3.50 mm), los manguitos internos ( $\varnothing$  externo 3.50 mm) se pueden insertar entre sí con precisión. Con este principio de doble casquillo ( tubo en tubo) Las fundas exteriores se asientan de forma segura en la plantilla

Los casquillos internos se se pueden cambiar con los diferentes fresas de perforación. Los casquillos exteriores se pueden usar individualmente, así como los casquillos interiores



REF	D [mm]	d [mm]	L [mm]	Uds
M.27.02.D350	4.00	3.50	6.00	10
M.27.02.D350L5	4.00	3.50	5.00	10

## Casquillos exteriores abiertos

Esta funda exterior especial es adecuada para espacios limitados porque el taladro gira sobre toda la longitud de la funda. Gire el manguito interior hacia arriba, guíelo hacia abajo y evite que se incline.



ÁRBITRO	D [mm]	d [mm]	L [mm]	Uds
M.27.18.D350	5.00	3.50	6.00 5	

## Accesorios para casquillo exterior

La fresa de plantilla produce un agujero en la plantilla que se ajusta al diámetro externo. Luego, solo debe presionar el casquillo (p. Ej., Con la herramienta de inserción). El soporte del casquillo se utiliza para colocar el casquillo exterior al polimerizar o pegar.



Soporte del casquillo

M.27.02.H350



Fresa de plantilla

M.27.02.B400



Herramienta de inserción

M.27.02.E350

## Casquillos internos de titanio

Se ajustan exactamente a las fundas exteriores, pero también se pueden fijar directamente a la plantilla. Se ofrecen con muchos diámetros de taladro diferentes ( $\varnothing$  interno): de 1,50 mm a 2,80 mm.



REF	D [mm]	d [mm]	L [mm]	Uds
M.27.03.D150L6	3.50	1,50	6.00	10
M.27.03.D150	3.50	1,50	10.00	10
M.27.03.D160L6	3.50	1,60	6.00	10
M.27.03.D200	3.50	2,00	10.00	10
M.27.03.D200L6	3.50	2,00	6.00	10
M.27.03.D220L6	3.50	2,20	6.00	10
M.27.03.D235	3.50	2,35	10.00	10
M.27.03.D235L6	3.50	2,35	6.00	10
M.27.03.D250L6	3.50	2,50	6.00	10
M.27.03.D280L6	3.50	2,80	6.00	10

## Casquillos internos de titanio con tope de profundidad.

Son adecuados para taladros con topes de poca profundidad y tienen muchos diámetros diferentes, desde 1,16 mm hasta 2,35 mm.



REF	D [mm]	d [mm]	L [mm]	Uds
M.27.24.D116L5	3.50	1.16	5.00	10
M.27.24.D130L5	3.50	1,30	5.00	10
M.27.24.D200L5	3.50	2,00	5.00	10
M.27.24.D220L5	3.50	2,20	5.00	10
M.27.24.D235L5	3.50	2,35	5.00	10

## Equipamiento para casquillos internos

El taladro de plantilla se va a utilizar directamente en la plantilla sin usar casquillo externo



Taladro de plantilla

M.27.03.B350



Herramienta de impresión

-  $\varnothing$  2.00 mm  
-  $\varnothing$  2.35 mm

M.27.03.E200

M.27.03.E235

# CASQUILLOS DE TITANIO PARA CIRUGÍA GUIADA

Para la cirugía guiada por ordenador, se utilizan instrumentos quirúrgicos especiales, que se insertan en las férulas quirúrgicas. Los instrumentos tienen superficies de guía cilíndricas y un tope de profundidad o están guiados por insertos adecuados (llaves de inserción)

- Para conjuntos quirúrgicos "completamente guiados"
- Los diámetros y longitudes coinciden con los manguitos guía de los conjuntos quirúrgicos establecidos.
- Casquillos alternativos para sistemas de planificación abiertos
- Ahorro de espacio, necesita menos espacio que los casquillos circulares



Accesorios para casquillos guía:

- Los accesorios han sido especialmente adaptados a la geometría de los casquillos
- El soporte del casquillo se usa para colocar el casquillo cuando se polimeriza o pega libremente

Titular de la manga



D = ø interno	REF
2,80	M.27.15.H280
4.10	M.27.15.H410
4.48	M.27.15.H448
4.50	M.27.15.H450
4.90	M.27.15.H490
5.00	M.27.15.H500
5.20	M.27.15.H520
6.20	M.27.15.H620



Casquillos guía para:	REF	D [mm]	d [mm]	L [mm]	Uds
Ankylos ND	M.27.15.D448	5,50	4.48	4.00	5
Ankylos WD	M.27.15.D490	5,60	4.90	4.00	5
Astra EV "ND"	M.27.15.D460	5,60	4.60	4.00	5
Astra EV "WD"	M.27.15.D520	6.00	5.20	4.00	5
Astra TX "pequeño"	M.27.15.D470	5.70	4.70	4.00	5
Astra TX "grande"	M.27.15.D570	6.70	5.70	4.00	5
BioHorizons Yellow	M.27.15.D432	5.30	4.30	6.00	5
BioHorizons Green	M.27.15.D510	6.00	5.10	6.00	5
BioHorizons Blue	M.27.15.D630	7.00	6.30	6.00	5
Camlog ø 3.50 mm	M.27.15.D350	4.50	3.50	3.00	5
Camlog ø 4.50 mm	M.27.15.D450L3	5,50	4.50	3.00	5
Camlog ø 4.50 mm	M.27.15.D450	5,50	4.50	4.00	5
MIS estrecho	M.27.15.D400	4.60	4.00	4.00	5
MAL	M.27.15.D550	6.50	5.50	4.00	5
Nobel Biocare NP	M.27.15.D410	4.70	4.10	3.50	5
Nobel Biocare RP	M.27.15.D500	6.00	5.00	3.50	5
Nobel Biocare WP	M.27.15.D620	7.00	6.20	3.50	5
Piloto Guiado Straumann	M.27.15.D220L6	3.80	2,20	6.00	5
Straumann	M.27.15.D280	3.80	2,80	6.00	5
Straumann	M.27.15.D500L5	6.00	5.00	5.00	5
Sweden & Martina ø 4.25 mm	M.27.15.D425	5.00	4.25	5.00	5
Sweden & Martina ø 5.50 mm	M.27.15.D555	6.35	5.55	5.00	5
XIVE ND	M.27.15.D448	5,50	4.48	4.00	5
XIVE WD	M.27.15.D520	6.00	5.20	4.00	5
Zimmer (adaptador A)	M.27.15.D420	5.20	4.20	4.00	5
Zimmer (adaptador B)	M.27.15.D530	6.30	5.30	4.00	5

¿El casquillo que buscas no está aquí? Llámanos, se agregan nuevas referencias constantemente Tlf. 981101057

Los pasadores de anclaje se usan para estabilizar las guías quirúrgicas en mandíbulas con pocos dientes o sin dientes.

Se colocan varios pasadores de anclaje en la guía a través de los casquillos correspondientes.

- Para brocas y pernos de anclaje de 1,5 mm
- Para la estabilización de guías quirúrgicas



REF	D [mm]	d [mm]	L [mm]	Uds
M.27.20.D150L10	3.50	1.50	10.00	10

#### Thommen Medical casquillos dobles de titanio


El sistema de doble casquillo fue desarrollado especialmente para los instrumentos de perforación de Thommen Medical. Principio de tubo en tubo. ¡No es compatible con los casquillos dobles de titanio universales!

- casquillos internos para taladro VECTO TM broca piloto  $\varnothing$  2.0 y broca helicoidal  $\varnothing$  2.8 mm
- casquillos externos para taladro VECTO TM broca helicoidal  $\varnothing$  3.5 mm




#### Mangas internas de titanio de Thommen Medical / Mangas interiores de titanio

REF	D [mm]	d [mm]	L [mm]	Uds
M.27.25.D202L6	3,55	2,02	6,00	10
M.27.25.D288L6	3,55	2,88	6,00	10



#### Mangas externas de titanio Thommen Medical / Fundas exteriores de titanio

REF	D [mm]	d [mm]	L [mm]	Uds
M.27.25.D350L6	4.40	3.50	6.00	5



Con esta orden acepto los Términos y Condiciones Generales de venta de Aliada dental S.L.U. (ver [www.aliadadental.es](http://www.aliadadental.es)) para los productos comprados. Ordena el envío de los productos a la dirección que se indica en el cuadro a tal efecto de al lado.

Nombre Facturación, \_\_\_\_\_

Persona de contacto \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Nif, dirección, email , teléfono de contacto

Costos de envío:

Pregunte por los detalles de envío

Mangas de guía para	Tamaño en mm	Referencia	Pack	Precio por pack	Cantidad de Packs
Ankylos ND	D 5.50 / d 4.48 / L 4	M.27.15.D448	5	88,40 €	
Ankylos WD	D 5.60 / d <b>4.90</b> / L 4	M.27.15.D490	5	88,40 €	
Astra EV "ND"	D 5.60 / d 4.60 / L 4	M.27.15.D460	5	88,40 €	
Astra EV "WD"	D 6.00 / d 5.20 / L 4	M.27.15.D520	5	88,40 €	
Astra TX "small"	D 5.70 / d 4.70 / L 4	M.27.15.D470	5	88,40 €	
Astra TX "large"	D 6.70 / d 5.70 / L 4	M.27.15.D570	5	88,40 €	
BioHorizons Yellow	D 5.30 / d <b>4.30</b> / L 6	M.27.15.D432	5	88,40 €	
BioHorizons Green	D 6.00 / d <b>5.10</b> / L 6	M.27.15.D510	5	88,40 €	
<b>BioHorizons Blue</b>	D 7.00 / d <b>6.30</b> / L 6	M.27.15.D630	5	88,40 €	
<b>Camlog</b> ø 3.50 mm	D 4.50 / d 3.50 / L 3	M.27.15.D350	5	88,40 €	
Camlog ø 4.50 mm	D 5.50 / d 4.50 / L 3	M.27.15.D450L3	5	88,40 €	
Camlog ø 4.50 mm	D 5.50 / d 4.50 / L 4	M.27.15.D450	5	88,40 €	
MIS narrow	D 4.60 / d 4.00 / L 4	M.27.15.D400	5	88,40 €	
MIS	D 6.50 / d 5.50 / L 4	M.27.15.D550	5	88,40 €	
Nobel Biocare NP	D 4.70 / d 4.10 / L 3.5	M.27.15.D410	5	88,40 €	
Nobel Biocare RP	D 6.00 / d 5.00 / L 3.5	M.27.15.D500	5	88,40 €	
Nobel Biocare WP	D 7.00 / d 6.20 / L 3.5	M.27.15.D620	5	88,40 €	
Straumann Guided Pilot	D 3.80 / d 2.20 / L 6	M.27.26.D220L6	5	88,40 €	
Straumann ø 2.80 mm	D 3.80 / d 2.80 / L 6	M.27.15.D280	5	88,40 €	
Straumann ø 5.00 mm	D 6.00 / d 5.00 / L 5	M.27.15.D500L5	5	88,40 €	
Sweden & Martina ø 4.25 mm	D 5.00 / d 4.25 / L 5	M.27.15.D425	5	88,40 €	
Sweden & Martina ø 5.50 mm	D 6.35 / d 5.55 / L 5	M.27.15.D555	5	88,40 €	
XIVE ND	D 5.50 / d 4.48 / L 4	M.27.15.D448	5	88,40 €	
XIVE WD	D 6.00 / d 5.20 / L 4	M.27.15.D520	5	88,40 €	
Zimmer A	D 5.20 / d 4.20 / L 4	M.27.15.D420	5	88,40 €	
Zimmer B	D 6.30 / d 5.30 / L 4	M.27.15.D530	5	88,40 €	

Accesorios:

Soporte de casquillo ø 2,80 mm	d 2,80	M.27.15.H280	1	26,50 €	
Soporte de casquillo ø 4,10 mm	d 4,10	M.27.15.H410	1	26,50 €	
Soporte de casquillo ø 4,48 mm	d 4,48	M.27.15.H448	1	26,50 €	
Soporte de casquillo ø 4,50 mm	d 4,50	M.27.15.H450	1	26,50 €	
Soporte de casquillo ø 4,90 mm	d 4,90	M.27.15.H490	1	26,50 €	
Soporte de casquillo ø 5,00 mm	d 5,00	M.27.15.H500	1	26,50 €	
Soporte de casquillo ø 5,20 mm	d 5,20	M.27.15.H520	1	26,50 €	
Soporte de casquillo ø 6,20 mm	d 6,20	M.27.15.H620	1	26,50 €	

Casquillos pasadores de anclaje ( estabilizadores guías)	Tamaño en mm	Referencia	Pack	Precio por pack	Cantidad de Packs
Interior-ø 1,50 mm	D 3,50 / d 1,50 / L10	M.27.20.D150L10	10	90,00 €	

Casquillo doble Thommen Medical	Tamaño en mm	Referencia	Pack	Precio por pack	Cantidad de Packs
Casquillo interior VECTO taladro ø 2.0 mm	D 3,55 / d <b>2.02</b> / L6	M.27.25.D200L6	10	90,00 €	
Casquillo interior VECTO taladro ø 2.8 mm	D 3,55 / d <b>2,88</b> / L6	M.27.25.D280L6	10	90,00 €	
Casquillo exterior VECTO taladro ø 3.5 mm	<b>D 4.40 / d3,55</b> / L6	M.27.25.D350L6	5	58,50 €	

D = diámetro exterior / d = diámetro interior / L = longitud

¡Preste atención a las diferentes unidades de embalaje por Pack!

El descuento ya comienza a partir de un tamaño de pedido de 20 unidades de packs. Las diferentes escalas de descuento se aplican al tamaño total del pedido de casquillos.

(Los descuentos no se aplican a los accesorios).

A partir de 20 packs	Desde 50 packs	Desde 50 packs
10% de descuento	15% de descuento	25% de descuento

Los precios no incluyen envío e impuestos.

# Formulario de pedido casquillos dobles sistema Universal (Ø 3.5mm) tubo en tubo en titanio StecoGuide y casquillos dobles radiodiagnóstico



K.27.03.EN15 / 01.19

Con esta orden acepto los Términos y Condiciones Generales de venta de Aliada dental S.L.U. (ver [www.aliadadental.es](http://www.aliadadental.es)) para los productos comprados. Ordena el envío de los productos a la dirección que se indica en el cuadro a tal efecto de al lado.

Nombre Facturación,

Persona de contacto

Fecha

Firma

Nif, dirección, email, teléfono de contacto

Costos de envío:

Portes gratuitos a partir de 150.-€ +iva

Plazo de entrega 3-4 días laborales

Casquillos simples	Tamaño en mm	Referencia	Pack	Precio por pack	Cantidad de Packs
Interior-Ø 2,00 mm	D 3,00 / d 2,00 / L5	M.27.01.D200L5	10	74,50 €	
interior-Ø 2,35 mm	D 3,00 / d 2,35 / L5	M.27.01.D235L5	10	74,50 €	
interior-Ø 2,35 mm	D 3,00 / d 2,35 / L10	M.27.01.D235	10	74,50 €	
<b>Equipo:</b>					
Fresa de plantilla	D 3.00	M.27.01.B300	1	60,00 €	
Herramienta de impresión	D 2,35	M.27.01.E235	1	17,50 €	

Casquillos interiores	Tamaño en mm	Referencia	Pack	Precio por pack	Cantidad de Packs
Interior-Ø 1,50 mm	D 3.50 / d 1.50 / L6	M.27.03.D150L6	10	90,00 €	
Interior-Ø 1,50 mm	D 3.50 / d 1.50 / L10	M.27.03.D150	10	90,00 €	
Interior-Ø 1,60 mm	D 3.50 / d 1.60 / L6	M.27.03.D160L6	10	90,00 €	
Interior-Ø 2,00 mm	D 3.50 / d 2.00 / L6	M.27.03.D200L6	10	90,00 €	
Interior-Ø 2,00 mm	D 3.50 / d 2.00 / L10	M.27.03.D200	10	90,00 €	
Interior-Ø 2,20 mm	D 3.50 / d 2.20 / L6	M.27.03.D220L6	10	90,00 €	
Interior-Ø 2,35 mm	D 3.50 / d 2.35 / L6	M.27.03.D235L6	10	90,00 €	
Interior-Ø 2,35 mm	D 3.50 / d 2.35 / L10	M.27.03.D235	10	90,00 €	
Interior-Ø 2,50 mm	D 3.50 / d 2.50 / L6	M.27.03.D250L6	10	90,00 €	
Interior-Ø 2,80 mm	D 3.50 / d 2.80 / L6	M.27.03.D280L6	10	90,00 €	
interior Ø 1,16 mm con tope de profundidad interior	D 3.50 / d 1.16 / L5	M.27.24.D116L5	10	90,00 €	
interior Ø 1.30mm con tope de profundidad interior	D 3.50 / d 1.30 / L5	M.27.24.D130L5	10	90,00 €	
interior Ø 2.00mm con tope de profundidad interior	D 3.50 / d 2.00 / L5	M.27.24.D200L5	10	90,00 €	
interior Ø 2.20mm con tope de profundidad interior	D 3.50 / d 2.20 / L5	M.27.24.D220L5	10	90,00 €	
interior Ø 2.35mm con tope de profundidad interior	D 3.50 / d 2.35 / L5	M.27.24.D235L5	10	90,00 €	
interior Ø 1.00mm para endodoncia	D 3.50 / d 1.00 / L5	M.27.28.D100L5	10	90,00 €	
<b>Accesorios:</b>					
Fresa de plantilla	D 3,50	M.27.03.B350	1	92,00 €	
Herramienta de impresión	d 2,00	M.27.03.E200	1	17,50 €	
Herramienta de impresión	d 2,35	M.27.03.E235	1	17,50 €	

Casquillos exteriores	Tamaño en mm	Referencia	Pack	Precio por pack	Cantidad de Packs
Ø interior 3,50 mm	D 4,00 / d 3,50 / L5	M.27.02.D350L5	10	90,00 €	
Ø interior 3,50 mm	D 4,00 / d 3,50 / L6	M.27.02.D350	10	90,00 €	
Ø interior 3,50 mm, abierto	D 5,00 / d 3,50 / L6	M.27.18.D350	5	74,50 €	
<b>Accesorios:</b>					
Fresa de plantilla	D 4,00	M.27.02.B400	1	92,00 €	
Herramienta de impresión	d 3,50	M.27.02.E350	1	17,50 €	
Soporte de casquillo	L 6,00	M.27.15.H350	1	26,50 €	

Bolas de referencia	Tamaño en mm	Referencia	Pack	Precio por pack	Cantidad de Packs
Diámetro 5,00 mm	D 5,00	M.27.09.D500	10	75,00 €	
Diámetro 2,50 mm	D 2.50	M.27.09.D250	3	16,50 €	

D = diámetro exterior / d = diámetro interior / L = longitud

## ¡Preste atención a las diferentes unidades de embalaje por Pack!

El descuento ya comienza a partir de un tamaño de pedido de 20 unidades de packs. Las diferentes escalas de descuento se aplican al tamaño total del pedido de casquillos. (Los descuentos no se aplican a los accesorios).

A partir de 20 packs	Desde 50 packs	Desde 100 Packs
10% de descuento	15% de descuento	25% de descuento

Los precios no incluyen impuestos, portes pagados a partir de 150.-€+iva



Aliada Dental S.L.U. Nif: B70386628 Tienda online: [www.aliadadental.es](http://www.aliadadental.es)  
Teléfono: 981101057 Whatsapp: 605697679 Correo: [info@aliadadental.es](mailto:info@aliadadental.es)



# Formulario de pedido casquillos dobles ( $\phi$ 4.5 mm) tubo en tubo Stecoguide – sistema CeHa (diámetros diferenciados por colores)



K.27.16.EN01 / 06.20

Con esto ordeno acc. a los **Términos y Condiciones Generales** de Steco (ver [www.steco.de](http://www.steco.de)) los productos firmados. Envíe los productos a la dirección que se indica en el cuadro al lado.

Costos de envío:  
Pregunte por los detalles de envío

\_\_\_\_\_  
Cliente – No.

\_\_\_\_\_  
Persona de contacto

\_\_\_\_\_  
Fecha                      Firma

Dirección (sello de oficina o laboratorio):

## Guía de broca CeHa [interior]

Interior – $\phi$	Tamaño en mm		ÁRBITRO		PU	Precio por PU	Cantidad por PU
	Exterior – $\phi$	Longitud	Steco	C. Hafner			
1,6 milímetros	4,5 mm	5,0 mm	M.27.06.D160	7814	10	88,40 €	
2,0 mm	4,5 mm	5,0 mm	M.27.06.D200	7518	10	88,40 €	
2,1 milímetros	4,5 mm	5,0 mm	M.27.06.D210	7930	10	88,40 €	
2,2 milímetros	4,5 mm	5,0 mm	M.27.06.D220	7519	10	88,40 €	
2,35 milímetros	4,5 mm	5,0 mm	M.27.06.D235	7520	10	88,40 €	
2,4 mm	4,5 mm	5,0 mm	M.27.06.D240	7522	10	88,40 €	
2,5 mm	4,5 mm	5,0 mm	M.27.06.D250	7523	10	88,40 €	
2,8 milímetros	4,5 mm	5,0 mm	M.27.06.D280	7524	10	88,40 €	
3,0 mm	4,5 mm	5,0 mm	M.27.06.D300	7525	10	88,40 €	
3,2 milímetros	4,5 mm	5,0 mm	M.27.06.D320	7526	10	88,40 €	
3,3 milímetros	4,5 mm	5,0 mm	M.27.06.D330	7527	10	88,40 €	
3,4 milímetros	4,5 mm	5,0 mm	M.27.06.D340	7528	10	88,40 €	
3,5 mm	4,5 mm	5,0 mm	M.27.06.D350	7529	10	88,40 €	
3,8 mm	4,5 mm	5,0 mm	M.27.06.D380	7687	10	88,40 €	

Equipo:							
Fresa para plantilla $\phi$ 4,5 mm	M.27.06.B450	7533	1	63,00 €			

## Guía de broca CeHa [exterior]

Interior – $\phi$	Tamaño en mm		ÁRBITRO		PU	Precio por PU	Cantidad por PU
	Exterior – $\phi$	Longitud	Steco	C. Hafner			
4,5 mm	5,0 mm	5,0 mm	M.27.05.D450	7517	10	88,40 €	


Equipo:							
Fresa de plantilla $\phi$ 5,2 mm	M.27.05.B520	7534	1	63,00 €			

### ¡ Preste atención a las diferentes unidades de embalaje (PU) !

El descuento ya comienza a partir de un tamaño de pedido de 20 unidades (UE). Las diferentes escalas de descuento se aplican al tamaño total del pedido de mangas. (Los descuentos no se aplican al equipo).

De 20 mangas	De 50 mangas	De 100 mangas
10% de descuento	15%	25% de descuento

descuento Los precios no incluyen envío e impuestos.



¿Cómo realizar un pedido de casquillos Steco?

Una vez que ya ha decidido qué tipo de casquillos necesita, seleccione el formulario de pedido correspondiente, que encontrará en la zona de descargas de nuestra tienda online

También puedo descargar los formularios de pedido a través de los siguientes enlaces:

PRECIOS Y FORMULARIO DE PEDIDO CASQUILLOS DOBLES DE TITANIO STECOGUIDE PARA CUALQUIER FABRICANTE

PRECIOS Y FORMULARIO DE PEDIDO CASQUILLOS GUÍA DE TITANIO PARA KIT QUIRÚRGICO DE DETERMINADOS FABRICANTES

Una vez ya tiene cumplimentado el formulario de pedido, nos lo tiene que enviar por los siguientes medios:

Por mail al correo [info@aliadadental.es](mailto:info@aliadadental.es)

Por whatsapp al 605697679 Abra este enlace para acceder directamente a nuestro whatsapp

Contactarnos telefónicamente al 981101057

En cuanto recibamos el formulario de pedido le enviaremos una factura proforma y un enlace para realizar el pre-pago por transferencia o por tarjeta.



Aliada Dental S.L.U

[info@aliadadental.es](mailto:info@aliadadental.es)



Vicente Castro Lareo

+34 981101057

+34 605697679



[www.aliadadental.es](http://www.aliadadental.es)